

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	VH2O2/O3 Compatibility	Additional Comments
2	Laparoscopic Trays							
3		DDL-1123	Double Decker Lap Tray	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
4		CYSTO-2214B	Cysto Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
5		DDL-4113	Poly Double Decker Tray	Radel	Y	Y	Y	
6		51527	Double Decker Bariatric	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
7		31127 DV	Da Vinci Arm Sterilization Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
8		300605-DVC	Da Vinci Lens Tray	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
9		300605-DVA	Da Vinci Tray Insert Arm Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
10		300605-H	Da Vinci Tray Insert Arm Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
11		180502-INS	Da Vinci Tray Insert Arm Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
12								
13	Custom Procedure Trays							
14		31421-H	Universal Tray-Single Layer	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
15		31123-T	Universal Tray-Double Layer	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
16		31123-T1	Universal Tray-Double Layer	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
17		31127-H	Universal Tray-Single Layer	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
18								
19	Instrument Brackets for Custom Trays							
20		P-01	Post	Anodized Aluminum/Silicone	Y	Y	Y	
21		Tri-CUT BRACKET	1" universal bracket 3, 5 & 10 mm	Stainless Steel/Silicone	Y	Y	Y	
22		56-UB	5" 6 position universal bracket	Anodized Aluminum/Silicone	Y	Y	Y	
23		710-UB	7.5" 10 position universal bracket	Anodized Aluminum/Silicone	Y	Y	Y	
24		1015-UB	10" 15 position universal bracket	Anodized Aluminum/Silicone	Y	Y	Y	
25								
26	Instru-Trays							
27		4116-H	Perforated Tray	Polypropylene	Y	Y	Y	May warp slightly after cleaning and/or sterilization, performance not affected.
28		4106H	Perforated Tray	Polypropylene	Y	Y	Y	May warp slightly after cleaning and/or sterilization, performance not affected.
29		41013H	Perforated Tray	Polypropylene	Y	Y	Y	May warp slightly after cleaning and/or sterilization, performance not affected.
30		41116H	Perforated Tray	Polypropylene	Y	Y	Y	May warp slightly after cleaning and/or sterilization, performance not affected.
31		41317H	Perforated Tray	Polypropylene	Y	Y	Y	May warp slightly after cleaning and/or sterilization, performance not affected.
32		41520H	Perforated Tray	Polypropylene	Y	Y	Y	May warp slightly after cleaning and/or sterilization, performance not affected.
33		HCO-1309	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
34		HCO-1510	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
35		HCO-1711	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
36		HCO-1912	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
37		HCO-1065	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
38		HCO-2116	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
39		HCO-1065-NP	Non-Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
40		HCO-1309-NP	Non-Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
41		HCO-1510-NP	Non-Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
42		HCO-1711-NP	Non-Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
43		HCO-1912-NP	Non-Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	

	A	B	C	D	E	F	G	H
	System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	VH2O2/O3 Compatibility	Additional Comments
1								
44								
45	Metal Micro Trays							
46		184014	Base & Cover	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
47		184016	Base & Cover	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
48		184019	Base & Cover	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
49		184021	Base & Cover	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
50		181453	Solid (no holes) Tray w/ Holder	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
51		184453	Tray w/ Holder	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
52		181463	Base,Cover & Holder	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
53		182500	Stainless Steel - 5 Clip	Stainless Steel	Y	Y	Y	
54		182062	Stainless Steel Cassette	Stainless Steel	Y	Y	Y	
55		182068	Stainless Steel Cassette	Stainless Steel	Y	Y	Y	
56								
57	Hinged Top Micro Trays							
58		30732-H	Taupe	Polypropylene	Y	Y	Y	
59		30842-H	Taupe	Polypropylene	Y	Y	Y	
60		31042-H	Taupe	Polypropylene	Y	Y	Y	
61		31055-H	White	Polypropylene	Y	Y	Y	
62		31462-H	Taupe	Polypropylene	Y	Y	Y	
63		31772-H	Blue	Polypropylene	Y	Y	Y	
64		50Z900	White	Polypropylene	Y	Y	Y	
65								
66	Hinged Top Non-Perforated Trays							
67		30732	Taupe	Propylene/Ethylene	Y	Y	Y	
68		30842	Taupe	Propylene/Ethylene	Y	Y	Y	
69		31042	Taupe	Propylene/Ethylene	Y	Y	Y	
70		31462	Taupe	Propylene/Ethylene	Y	Y	Y	
71		31772	Blue	Propylene/Ethylene	Y	Y	Y	
72								
73	Specialty Micro Trays							
74		30109HN	ER Hand Trays	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
75		30109CC	Camera Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
76		30011KE	Key Elevators Box	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
77		30011CU	Currettes Box	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
78		30011RS	Rhoton Suction Box	Stainless Steel	Y	Y	Y	
79		30011BS	Bipolar Set Box	Stainless Steel	Y	Y	Y	
80		30011BP	Bipolar Set Box	Stainless Steel	Y	Y	Y	
81								
82	Metal Hinged Top Micro Trays							
83		31015-H1	Tray & Cover	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
84		31015-H2	Tray & Cover & Insert	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
85		31020-H	Tray & Cover & Insert	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
86								
87	Clear-Top Micro Trays							
88		0278	Base & Cover	Ultem	Y	Y	Y	
89		02781	Base & Cover	Ultem	Y	Y	Y	
90		027814	Base & Cover	Ultem	Y	Y	Y	
91		0625	Base & Cover	Ultem	Y	Y	Y	
92		062514	Base & Cover	Ultem	Y	Y	Y	
93		6540	Base & Cover	Ultem	Y	Y	Y	
94		7540	Base & Cover	Ultem	Y	Y	Y	
95		754015	Base & Cover	Ultem	Y	Y	Y	
96		100675	Single Decker Twin	Ultem	Y	Y	Y	
97		100615	Double Decker Twin	Ultem	Y	Y	Y	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	VH2O2/O3 Compatibility	Additional Comments
98		100615B	Insert Tray for 100615	Ultem	Y	Y	Y	
99		101525	Base & Lid	Ultem	Y	Y	Y	
100		101525B	Full Insert	Ultem	Y	Y	Y	
101								
102	Silicone Plug-InSecure-It							
103		A237591K	One 4mm slot, two plugs	Silicone	Y	Y	Y	
104		A237592K	Two 4mm slots, two plugs	Silicone	Y	Y	Y	
105		A237593K	Three 4mm slots, two plugs	Silicone	Y	Y	Y	
106		A237593	Three 1mm slots, two plugs	Silicone	Y	Y	Y	
107		A237596	Six 1mm slots, two plugs	Silicone	Y	Y	Y	
108		A387596	Six 1mm slots, three plugs	Silicone	Y	Y	Y	
109		A3875912	Twelve 1mm slots, three plugs	Silicone	Y	Y	Y	
110		A387592	Two 4mm slots, three plugs	Silicone	Y	Y	Y	
111		A387593	Three 4mm slots,three plugs	Silicone	Y	Y	Y	
112		A387594	Four 4mm slots, three plugs	Silicone	Y	Y	Y	
113		A387595	Five 4mm slots, three plugs	Silicone	Y	Y	Y	
114		A2616901	One 12mm slots, two plugs	Silicone	Y	Y	Y	
115		A26216902	Two 8mm slots, two plugs	Silicone	Y	Y	Y	
116		A32759P2	One 5mm slot, three plugs	Silicone	Y	Y	Y	
117		A327593	Three 5mm slots, three plugs	Silicone	Y	Y	Y	
118		A327593L	Two 12mm slots, three plugs	Silicone	Y	Y	Y	
119		A32759P1	One 12mm slots, three plugs	Silicone	Y	Y	Y	
120								
121	Scope Trays							
122		30126	Bariatric - Single Scope Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
123		30630	Bariatric - Multi Scope Case	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
124		30111-SSC	Scope Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
125		30118-SSC	Universal Scope Case	Stainless Steel	Y	Y	Y	
126		31042-22	Hinged Top Arthro Tray	Polypropylene	Y	Y	Y	
127		3-4110	Clear Top Arthro Tray	Radel	Y	Y	Y	
128		SP-3014	Osteotome Tray	Anodized Aluminum	Y	Y	Y	
129		3-5120	Scope Tray w/Cord Channel	Radel	Y	Y	Y	
130		3-5130	Scope Tray w/Cord Channel	Radel	Y	Y	Y	
131		75.0047.9M	Wire Basket Scope Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
132		75.0047.5M	Wire Basket Scope Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
133		750083	Wire Scope Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
134		31772-22	Economy Scope Tray	Polypropylene	Y	Y	Y	
135		261615	Clear Top Scope Tray	Radel	Y	Y	Y	
136		302215	Scope Tray B/L 1 set Secur-Its	Radel	Y	Y	Y	
137		31462-22	Camera Tray	Polypropylene	Y	Y	Y	
138		3-3131	Two Scopes 1mm-10mm	Radel	Y	Y	Y	
139		3-3170	One Scope 1mm-10mm	Radel	Y	Y	Y	
140		3-3180	Two Scopes 1mm-10mm	Radel	Y	Y	Y	
141		3-3200	One Scope 1mm-10mm	Radel	Y	Y	Y	
142		9326	Super Long Scope Tray	Radel	Y	Y	Y	
143		SMT5510	Scope Mesh Container	Polypropylene	Y	Y	Y	
144								
145								
146	Silicone Finger Mats							
147		202025	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
148		2-1405	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
149		SP2313	Silicone Mat-Perforated Base	Silicone	Y	Y	Y	
150		SP4622	Silicone Mat-Perforated Base	Silicone	Y	Y	Y	
151		SP2719	Silicone Mat-Perforated Base	Silicone	Y	Y	Y	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	VH2O2/O3 Compatibility	Additional Comments
152		2-3215	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
153		2-1055	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
154		2-1215	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
155		6-1914	Silicone Mat Bubble Bottom (no holes)	Silicone	Y	Y	Y	
156		2-4005	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
157		2111-M	Silicone Mat Bubble Bottom	Silicone	Y	Y	Y	
158		2-6005	Silicone Mat-Bubble Bottom (2 piece)	Silicone	Y	Y	Y	
159		SR10	Silicone Mat-Perforated Base - Roll -Pink	Silicone	Y	Y	Y	
160		0278-M	Silicone Mat 2.667 x 1.5	Silicone	Y	Y	Y	
161		0625-M	Silicone Mat 2.5 W x 6L	Silicone	Y	Y	Y	
162		1006158M	Silicone Mat 6W x 10L	Silicone	Y	Y	Y	
163		100615-M	Silicone Mat 6W x 10L	Silicone	Y	Y	Y	
164		100675-M	Silicone Mat 6W x 10L	Silicone	Y	Y	Y	
165		101525B-M	Finger Mat	Silicone	Y	Y	Y	
166		6540-M	Micro-Protech Mat 4 x 7.5	Silicone	Y	Y	Y	
167		7540-M	Silicone Mat	Silicone	Y	Y	Y	
168								
169	Wire Baskets							
170		75.0001.7	Wire Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
171		75.0005.3	Wire Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
172		75.0004.6	Wire Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
173		75.0005.9	Wire Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
174		75.0004.8	Wire Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
175		75.0004.9	Wire Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
176		75.0072.9	Wire Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
177		75.0091.1	Cover	Stainless Steel	Y	Y	Y	
178		75.0091.2	Cover	Stainless Steel	Y	Y	Y	
179		7501133	Wire Basket with Lid	Stainless Steel	Y	Y	Y	
180		72.1400.5	Large Washer Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
181		72.1400.6	Large Washer Basket	Stainless Steel	Y	Y	Y	
182								
183	High-Sided Perforated Trays							
184		HDO-0952	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
185		HDO-1062	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
186		HDO-1272	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
187		HDO-1210	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
188		HDO-1610	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
189		HDO-2012	Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
190								
191	High-Sided Non-Perforated Trays							
192		HDO-1062-NP	Non-Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
193		HDO-1210-NP	Non-Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
194		HDO-1272-NP	Non-Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
195		HDO-1610-NP	Non-Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
196		HDO-2012-NP	Non-Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
197		HDO-952-NP	Non-Perforated Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
198								
199	Plastic Sterilization Baskets							
200		PIT2015	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
201		DINT2525	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
202		4106-H	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
203		PIT2715	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
204		MIT30251	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
205		1511-4	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	VH2O2/O3 Compatibility	Additional Comments
		DT-1218	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
206		MIT40301	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
207		DT-2136	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
208		1511-7	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
209		DINT4825	Plastic Sterilization Baskets	Polypropylene	Y	Y	Y	
210		2006-H	Plastic Sterilization Baskets	Polyarylethersulfone	Y	Y	Y	
211		113-1314H	Plastic Sterilization Baskets	Polyarylethersulfone	Y	Y	Y	
212								
213								
214	Perforated Stainless Steel Trays							
215		PSST-009	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
216		PSST-007	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
217		PSST-005	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
218		PSST-010	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
219		PSST-001	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
220		PSST-002	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
221		PSST-012	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
222		PSST-003	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
223		PSST-011	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
224		PSST-004	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
225		PSST-013	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
226		PSST-008	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
227		PSST-006	Perforated Stainless Steel Tray	Stainless Steel	Y	Y	Y	
228								
229	Long Scope Instrument Tray							
230		SMT5510	Scope Mesh Container	Polypropylene	Y	Y	Y	
231								
232	Sterilizing Basket							
233		PIT3025	Sterilizing Basket 11.82 x 9.85 x 2.05H	Stainless Steel	Y	Y	Y	
234		PIT5739	Sterilizing Basket 21.81 x 15.44 x 2.05H	Stainless Steel	Y	Y	Y	
235								
236	Nic-Nac Washer Baskets							
237		CIL-004	Fine Mesh Basket with Snap Closure	Stainless Steel	Y	Y	Y	
238		CIL-005	Fine Mesh Basket with Snap Closure	Stainless Steel	Y	Y	Y	