

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| System Code No | Component Parts | Description | Material Composition | Maximum Temperature | Steam Sterilization Compatibility | Ethylene Oxide Compatibility | Hydrogen Peroxide Compatibility | Enzymatic Detergents | Neutral pH Detergents | Alkaline Detergents | Neutralizing (acidic) Detergents | Water-based Lubricants | Isopropyl Alcohol | Glutaraldehyde | Ortho-phthalaldehyde | Sodium Hypochlorite | Quaternary Ammonia | Peracetic Acid |
| 1 | SST-2136 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 113-2136 | Base | PESU | 285 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3 | | DT2-2136 | Basket | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 4 | | 113-213C | Cover | PESU | 285 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | | 113-213C UNP | Cover | PESU | 285 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 6 | | 113-213C UNP LTCH | Latch | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | | 2136 GKT | Clear w/Gasket Cover | Polycarbonate | 210 °F | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SST-2136 RD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 2136 RD | Base | Polypropylene | 250 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11 | | DT2-2136 | Basket | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12 | | 2136 | Cover | Polypropylene | 250 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | SST-2136 GKT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 113-2136-T | Base | PPS | 285 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | | DT-2136 | Basket | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 213C_GSK | Cover | Polyurethane (Gasket) | 250 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 20 | | LTCH | Latch | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | SST-283 RD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 1218B | Base | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24 | | DT2-1218 | Basket | Polypropylene | 285 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 25 | | 1218 RD | Cover | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | SST-105 BL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | 105B BL | Base | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | | DT 105 | Basket | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 30 | | 105C BL | Cover | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 31 | | 105 BL LTCH | Latch | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | SST-105S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | 105B | Base | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 35 | | DT 105 | Basket | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 36 | | 105C-S | Cover | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | SST-105 RL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | 105B RL | Base | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 40 | | DT 105 | Basket | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 41 | | 105C RL | Cover | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 42 | | 105 RL LTCH | Latch | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | SST-105-S RD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | DT 105 | Basket | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 46 | | 105-C-S RD | Cover | Polypropylene | 275 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | SST-2006-TC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | 2006-4-T | Base | PPS | 285 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 50 | | DT-2006-4-T | Basket | PPS | 285 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 51 | | 2006-C Cover | Cover | PESU | 285 °F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

