

# EndoPro-Cam<sup>®</sup>

## EPRO-001SK



### Evalúe la condición de Endoscopios Rígidos con la EndoPro-Cam<sup>®</sup>

La EndoPro-Cam<sup>®</sup> es un sistema portátil de video endoscópico que asiste a los trabajadores al cuidado de la salud con la inspección de los endoscopios rígidos de sus instituciones. La EndoPro-Cam<sup>®</sup> liviana y ergonómica, permite la captura y registro de la imagen, y se adapta a los acopladores C-Mount.

La EndoPro-Cam<sup>®</sup> viene con un soporte para cámara, un cable HDMI Mini para uso de monitor secundario, y una tarjeta de patrón de prueba, la cual permite al usuario evaluar la resolución y la precisión del color.

#### Especificaciones

Display	Monitor LCD de 4.3 pulgadas
Resolución	Alta Resolución de 1080p
Potencia	2 baterías recargables de iones de Litio y banco de energía
Fuente de luz	LED de 10 W
Memoria	Tarjeta SD de 32 GB
Formato de registro	MOV
Formato de imagen fija	JPG



Fácil de usar



Captura de Imágenes



Grabación de video



Unidad liviana, ergonómica



Baterías recargables



Monitor LCD de 4.3 pulgadas


### Cumple la Guías AAMI para la Inspección Visual

#### AAMI ST79 (2017) Enmienda 2: 8.2 Inspección de Instrumentos

Cada vez que un dispositivo médico es procesado, se debe inspeccionar visualmente para verificar limpieza e integridad.

Se puede utilizar inspección mejorada con aumento, como boroscopios u otro método de inspección para verificar la limpieza e integridad.

 [hmark.com](http://hmark.com)

 800.521.6224

 [healthmark@hmark.com](mailto:healthmark@hmark.com)