

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Maximum Temperature	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	Hydrogen Peroxide Compatibility	Enzymatic Detergents	Neutral pH Detergents	Alkaline Detergents	Neutralizing (acidic) Detergents	Water-based Lubricants	Isopropyl Alcohol	Glutaraldehyde	Ortho-phthalaldehyde	Sodium Hypochlorite	Quaternary Ammonia	Peracetic Acid
SST-2136-TC	113-2136	Base	PPS	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT-2136	Basket	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	113-213C	Cover	PESU	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-2136 RED	2136 RD	Base	Polypropylene	121°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT-2136	Basket	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	213C	Cover	Polypropylene	121°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-2136 GSK-TC	113-2136-T	Base	PPS	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT-2136	Basket	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	213C-GSK	Cover	Polyurethane (Gasket)	121°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-2136 GKT LTCH LTCH	Latch	Polypropylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-283 RED	1218B	Base	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT-1218	Basket	Polypropylene	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	1218 RD	Cover	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-105 BL	105B BL	Base	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT 105	Basket	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	105C BL	Cover	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	105 BL LTCH	Latch	Polypropylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-105S	105B	Base	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT 105	Basket	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	105C-S	Cover	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-105 RL	105B RL	Base	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT 105	Basket	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	105C RL	Cover	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	105 RL LTCH	Latch	Polypropylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-105-S RD	DT 105	Basket	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	105-C-S RD	Cover	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-2006-TC	2006-4-T	Base	PPS	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT-2006-4-T	Basket	PPS	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2006-C Cover	Cover	PESU	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
System Code No	Component Parts	Description	Material Composition	Maximum Temperature	Steam Sterilization Compatibility	Ethylene Oxide Compatibility	Hydrogen Peroxide Compatibility	Enzymatic Detergents	Neutral pH Detergents	Alkaline Detergents	Neutralizing (acidic) Detergents	Water-based Lubricants	Isopropyl Alcohol	Glutaraldehyde	Ortho-phthalaldehyde	Sodium Hypochlorite	Quaternary Ammonia	Peracetic Acid
SST-485	485B	Base	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT-485	Basket	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	485C	Cover	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	485 LTCH	Latch	Polypropylene	275 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-835	835B	Base	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT-835	Basket	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	835C	Cover	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	835 LTCH	Latch	Polypropylene	212 F	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-2415	2415-5B	Base	Polypropylene	85°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2415-C	Cover	Polypropylene	85°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-2136-SS	SS-2136	Base	Stainless Steel	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT-2136	Basket	Stainless Steel	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SS2136C	Cover	Stainless Steel	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-100	SST-100	Base, cover, basket	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT-100	Basket	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-2315	2315B	Base	Polypropylene	93°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
	DT-2315	Basket	Polypropylene	93°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
	2315C	Cover	Polypropylene	93°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
VS-3520		Verticle Soaker	Polypropylene	85°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2220	2220B	Base	abs	85°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2220C	Cover	abs	85°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-866	TTC-1826B	Base	Polycarbonate	99°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT-1826	Basket	Polycarbonate	99°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TTC-1826CF	Cover	Polycarbonate	99°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-BASIN	134B	Base	Stainless Steel	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	DT-134	Basket	Polypropylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	134C	Cover	Stainless Steel	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
SST-1314-TC	113-1314-T	Base	PPS	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	113-1314H-T	Basket	PPS	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	113-131C	Cover	PESU	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Scope Transport Tray w/cover	Z-WAN-ETW-LTCH	Transport Tray	Polypropylene	194 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Autoclavable Trays	1208-5	Base	Polyethylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	1513-7	Base	Polyethylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	1714-8	Base	Polyethylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	1714G	Cover for 1714-8	Polyethylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	1825-7	Base	Polyethylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	1825B	Cover for 1825-7	Polyethylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	1910-5	Base	Polyethylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2018-5	Base	Polyethylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2018W	Cover for 2018-5	Polyethylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2015-5	Base	Polyethylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2114-7	Klaver Base	Polyethylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	2114B	Cover for 2114-7	Polyethylene	135°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kleertainers	113-1096-T	Kleertainer Base	PPS	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	113-109C	Cover for 113-1096	PESU	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	113-1316-T	Kleertainer Base	PPS	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	113-131C	Cover for 113-1316	PESU	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	113-2136-T	Kleertainer Base	PPS	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	113-2134-T	Kleertainer Base	PPS	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	113-213C	Cover for 113-213x	PESU	141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Transtainers	TTC-1218CF	Cover for TTC 128x	Polycarbonate	99°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TTC-12183	Transtainer Base	Polycarbonate	99°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TTC-12186	Transtainer Base	Polycarbonate	99°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TTC-12189	Transtainer Base	Polycarbonate	99°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TTC-1826CF	Cover for TTC 1826x	Polycarbonate	99°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TTC-18263	Transtainer Base	Polycarbonate	99°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TTC-18266	Transtainer Base	Polycarbonate	99°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TTC-18269	Transtainer Base	Polycarbonate	99°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TTC-18265	Transtainer Base	Polycarbonate	99°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TTC-1218CF	Cover for TTC 12 x 18	Polycarbonate	210 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Drain Plugs	S28DP-AF-AM	Drain Plugs		71°C	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	S38DP	Drain Plugs		141°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-2315 DP	Drain Plugs	Polypropylene	200 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-485 DP	Drain Plugs	Polypropylene	275 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-485 DPL	Drain Plugs	Polypropylene	275 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-835 DP	Drain Plugs	Polypropylene	275 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-2136 DP	Drain Plugs	Polypropylene	250 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-2136 RD DP	Drain Plugs	Polypropylene	250 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-2136 GSK DP	Drain Plugs	Polypropylene	250 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-2136 GKT DP	Drain Plugs	Polypropylene	250 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-2136 GKT DPL	Drain Plugs	Polypropylene	250 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-2136 DPL	Drain Plugs	Polypropylene	250 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-2136 RD DPL	Drain Plugs	Polypropylene	275 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-2136-SS DP	Drain Plugs	Polypropylene	250 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-283 RD DP	Drain Plugs	Polypropylene	275 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-283 RD DPL	Drain Plugs	Polypropylene	275 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-2006 DP	Drain Plugs	Polypropylene	285 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-105 BL DP	Drain Plugs	Polypropylene	275 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SST-105RL DP	Drain Plugs	Polypropylene	275 F	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	113-2136 DPA	Drain Plugs Applied	Polypropylene	285														