

SonoCheck Ubicación*	Resultado	Temperatura del Agua	Ciclo del Programa	Comentarios	Iniciales del Responsable de la Prueba	Fecha

Siempre que se utilice el dispositivo, se debe realizar una prueba del sistema de ultrasonidos.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

*La imagen de la izquierda representa un cuenco estándar, dividido en 9 zonas. Consulte la cuadrícula para indicar la ubicación de SonoCheck (1-9).



Reprobado

Azul/Verde



Reprobado

Azul claro/Verde



Aprobado

Amarillo



Aprobado

Transparente (raro)